

АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД

На вниманието на г-жа Петранка Попниколова

Експерт Маркетинг

3321 Козлодуй

ОФЕРТА

№: T-25550 Дата: 26-06-2025

Относно: Пазарна консултация №56201 с предмет "Доставка на анализатор на влага"

№	Кат.№/Вид	Стока	Гаранция	Кол.	Ед.цена	Общо в лева
1	DBS 60-3 	Анализатор на влага DBS Технически данни: о максимално тегло: 60 g о разд. способност: 0.001 g или 0.01 % о възпроизводимост при нетно тегло 2 g: 0,15 % о възпроизводимост при нетно тегло 10 g: 0,02 % о Нагревател -халоген кварц 400 W о Вътрешна памет -10 пълни процеса на сушене Показания след изсушаване: о влагосъдържание [%] = претеглени загуби (WL) от началното тегло (SW) 0 ... 100 % о суха маса [%] = остатъчно тегло (RW) от началното тегло (SW) 100 ... 0 % о ATRO [%] [(SG - RG): RG]. 100 %; 100 ... 999 % о ATRO [%] (SG - RG) . 100 %;0 ... 999 % о остатъчно тегло [g] [(WL) абсолютна стойност в [g] Нагряване/настройка на температурата: о температурен обхват: +50 ... +200°C в стъпка до 1°C Влажност 0...100% 4 режима на изсушаване - стандартно изсушаване - бързо - постепенно нарастване - стъпловиден Изключване по зададен критерий: о ръчно, програмирано, автоматично Матричен принтер Размер на блюдото – алуминиево – 90mm размери: 202 x 336 x 157 mm тегло около: 4.2 kg	36 мес.	1бр.	3 465.00	3 465.00



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105021929

ГЛОБАЛ – ТЕСТ ЕООД

1700 София
ул. Проф. Георги Брадистилев № 4,
ет. 5, офис 5
тел. (02) 953 07 96, 0899 904493
e-mail: office@global-test.eu
www.global-test.eu

ДАНЪЧНА ОСНОВА:	3 465.00
ДДС 20%:	693.00
ОБЩА СТОЙНОСТ:	4 158.00

(словам): четири хиляди сто петдесет и осем лева

Срок на доставка: 3-4 седмици
Начин на плащане: по договаряне
Сервиз: ГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕООД
Валидност: 26-07-2025

Забележка: Глобал-Тест ЕООД като официален дистрибутор на Testo SE & Co. KGaA, VEGA Grieshaber KG, KOBOLD Messring GmbH и Casella UK може да продава техните продукти само на територията на Република България!

Потвърждаването на тази оферта/проформа фактура крайният клиент декларира, че представляваната от него фирма, както и нейните управители и служители не попадат в списъци със санкционирани и забранени за търговски отношения лица и дружества, според изискванията на ЕС.

Град: София
Дата: 26-06-2025

Изготвил:
/ Зорница Шумкова/



Moisture analyser with high-quality single-cell weighing system for outstanding stability, reliability and response speed

Features

- Tip: Suitable for samples with low moisture content, e.g. plastics
- Backlit graphic display, digit height 15 mm
- 1 Active drying process
- 2 Previous drying time

- 3 Current temperature
- 4 Unit for displaying the results
- 5 Current moisture content in %
- 6 Active heating profile
- 400 W halogen-quartz glass heater
- Excellent temperature control thanks to halogen technology, suitable for temperature-sensitive samples

STANDARD




OPTION



KERN	DBS 60-3
Readability [d] Weight/Moisture (%)	0,001 g / 0,01%
Weighing capacity [Max]	60 g
Reproducibility weight of sample 2 g*	0,15%
Reproducibility weight of sample 10 g*	0,02%
Display after drying	
Moisture [%] = Moisture content (M) from wet weight (W)	0 - 100 %
Dry content [%] = Dry weight (D) from [W]	100 - 0 %
ATRO [%] [(W-D) : D] · 100 %	0 - 999 %
Moisture content (M)	Absolute value in [g]
Temperature range (in steps up to)	50 °C - 200 °C (1 °C)
Drying modes	Standard drying Drying in levels Gentle drying Rapid drying
Switch-off criteria	• Automatic unrestricted switch-off (Selectable loss in weight 0,01% - 0,1% in 30 s) • Time controlled switch-off (1 min - 12 h) • Manual switch-off at the press of a button
Recall of measurement/Log output	Interval can be set from 1 s - 10 min (Only when used with printer or PC)
Overall dimensions W×D×H	204×336×167 mm
Net weight	4,6 kg
Option DAkkS Calibr. Certificate Mass	963-127
Option Factory Calibr. Certificate Temperature	964-305

* application-dependent



- Internal memory for automatic sequence of 10 complete drying processes and 100 drying processes carried out
- The last measured value remains visible in the display until the next measurement
- Password protection to prevent manipulation of stored settings, data, etc.
- Sample description for up to 99 samples, freely programmable, and is printed in the measuring protocol
- Date and time display as standard
- USB data interface for transferring weighing data to the PC, printer etc.
- 50 sample plates included
- Protective working cover included with delivery
- On the internet, you will find a practical application handbook containing many examples, field reports, settings and tips for each KERN moisture analyser

Accessories

- Protective working cover, scope of delivery 5 items, KERN DBS-A03S05
- Sample plates aluminium, Ø 90 mm, unit of 80 pieces, KERN MLB-A01A
- Round fiberglass filter, medium mechanical stability, without organic binder, box of 100 pieces, KERN RH-A02
- Temperature calibration set consists of measuring sensor and display device, KERN DBS-A01.
- USB 2.0 cable, KERN DBS-A04
- BalanceConnection software for flexible measured value recording or transmission, compatible with Microsoft® Excel, Access and other applications, Scope of supplies: Download link for 1 license, KERN SCD-4.0-DL
- Thermal printer, KERN YKH-01
- Matrix needle printer, to print the weights on normal paper, ideal for long-term archiving, KERN 911-013

Попниколова, Петранка А.

From: Богоева, Юлия К.
Sent: 26 юни 2025 г. 13:48
To: Попниколова, Петранка А.
Сс: Александров, Пламен Г.; Лазарова, Милена Т.
Subject: FW: Оферта относно Пазарна консултация №56201
Attachments: Т-25550 АЕЦ КОЗЛОДУЙ - Пазарна консултация № 56201.pdf; SL_DBS+60-3_en.pdf

BX-E-4230/26.06.2025

From: Маринова, Светлана Ч. <SCGeorgieva@npp.bg>
Sent: Thursday, June 26, 2025 1:41 PM
To: commercial <commercial@npp.bg>
Subject: FW: Оферта относно Пазарна консултация №56201

Svetlana Marinova

Head of Marketing Section
Tel.: (0973) 7 38 66
E: SCGeorgieva@npp.bg

3321, Kozloduy NPP
Bulgaria, Vratsa district, Kozloduy



The content of this email is confidential and intended for the recipient specified in message only. It is strictly forbidden to share any part of this message with any third party, without a written consent of the sender. If you received this message by mistake, please reply to this message and follow with its deletion, so that we can ensure such a mistake does not occur in the future.

From: Попниколова, Петранка А. <rapopnikolova@npp.bg>
Sent: Thursday, June 26, 2025 1:40 PM
To: Маринова, Светлана Ч. <SCGeorgieva@npp.bg>
Subject: Препр.: Оферта относно Пазарна консултация №56201

От: Zornitsa Shumkova
Изпратено: 26 юни 2025 г. 13:39:50 (UTC+02:00) Хелзинки, Киев, Рига, София, Талин, Вилнюс
До: Попниколова, Петранка А.
Тема: Оферта относно Пазарна консултация №56201

ВНИМАНИЕ: ВЪНШЕН ПОДАТЕЛ. Не отваряйте прикачени файлове и линкове в съобщението, ако не разпознавате подателя и не знаете, че съдържанието е безопасно.

Здравейте,

Изпращам нашата оферта, във връзка с Пазарна консултация № 56201 – Доставка на анализатор на влага.
Прилагам и кратка техническа информация.

Поздрави,

Зорница Шумкова

Административен Мениджър

ГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕООД

1700 София, ул. Проф. Георги Брадистилов № 4, ет. 5, офис 5

тел.: +359(2)953 07 96, мобилен: +359 (88) 994 12 17

e-mail: zshumkova@global-test.eu

web: www.global-test.eu

ГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕООД е сертифицирана

по ISO 9001:2015



Посетете обновления сайт на Глобал-Тест ЕООД - <http://www.global-test.eu/>

Посетете ни и на адрес : www.facebook.com/globaltesteu/